

Anticuerpo Policlonal De Conejo Crtap Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075718

Número de artículo: CM0026498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína CRTAP (proteína asociada al cartílago) humana para WB, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la hidroxilación del colágeno y la biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRTAP Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	O17; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10491
ID del Gen	10491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 de la CRTAP humana (NP_006362.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075718
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo