

Csta Pab De Conejo - P01040

Número de artículo: CM0030195



Introducción

CSTA pAb de conejo es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, que reconoce la Cistatina-A humana y de rata (UniProt P01040). Es adecuado para estudios de inhibidores de proteasas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSTA pAb de conejo
Observaciones/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Especie	Humano
GeneID (humano)	1475
GeneID	1475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-98 de la CSTA humana (NP_005204.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P01040
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo