

Ctbp2 Conejo Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Número de artículo: CM0021341



Introducción

CTBP2 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal generado contra un péptido del extremo C-terminal de CTBP2 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional y sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTBP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CTBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1488
GeneID	1488
Immunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300 al extremo C-terminal de CTBP2 humano (NP_001320.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56545
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo