

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ctfc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P49711

Número de artículo: CM0016353



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CTCF validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Detecta CTCF endógeno en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología de la cromatina, regulación génica y organización del genoma 3D.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTCF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10664
GeneID	10664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del CTCF humano (NP_006556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49711
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo