

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ctrb1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

Número de artículo: CM0016097

Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo (pAb) anti-CTRB1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce Quimotripsinógeno B (CTRB1) humano, de ratón y rata. Adecuado para investigación sobre secreción de serina proteasas y biología de enzimas digestivas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-CTRB1
Notas / Alias	CTRB; CTRB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1504
GeneID	1504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-263 de la CTRB1 humana (NP_001897.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17538
Peso Proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo