

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cxcr2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

Número de artículo: CM0026529



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CXCR2 humano (CD182, IL8RB). Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína de 41 kDa. Ideal para investigación sobre señalización por quimiocinas, quimiotaxis de neutrófilos y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CXCR2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIM52; CDw128b; CXCR2                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                        |
| ID del gen (Humano) | 3579                                                                                                                          |
| ID del gen          | 3579                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 260-359 de CXCR2 humano (NP_001548.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                        |
| SWISS               | P25025                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 41 kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |