

Cxcr3-B Rabbit Pab - P49682-2

Número de artículo: CM0024302

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CXCR3-B para WB, IF-P, ELISA. Reconoce la isoforma 2 de CXCR3-B humana y de ratón, un receptor de quimioquinas que inhibe la angiogénesis a través de CXCL4/CXCL10. Útil para estudios de oncología y vasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCR3-B Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2833
ID de Gen	2833
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CXCR3-B humano (NP_001136269.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49682-2
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo