


Cxcr7 Ac Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P25106

Número de artículo: CM0005923



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-CXCR7 (WB, ELISA) se dirige al receptor atípico de quimioquinas 3 humano, adecuado para la investigación oncológica y de neurociencias. Detecta una banda de ~41 kDa; validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CXCR7 Ac mAb de conejo
Observaciones/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57007
GeneID	57007
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 263-362 del CXCR7 humano (NP_064707.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25106
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo