

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cy3 - Cy3

Número de artículo: CM0005647

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige al colorante cianina Cy3 (CAS 146397-20-8), ofreciendo reactividad independiente de la especie para ensayos DB y ELISA. Adecuado para estrategias de marcaje directo o generación de señal anti-colorante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Cy3
Observaciones / Alias	Cy3
ID Gen (Humano)	CAS:146397-20-8
ID Gen	CAS:146397-20-8
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Cy3
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo