

Mab De Conejo Cy3/Cy5

Número de artículo: CM0005240

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Cy3/Cy5 para aplicaciones DB y ELISA. Exhibe reactividad cruzada independiente de la especie, adecuado para la detección universal de conjugados Cy3/Cy5. Proveniente de conejo, ideal para el desarrollo de inmunoensayos y el suministro de materias primas de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo Cy3/Cy5
ID Gen (CAS)	CAS:146368-15-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Cy5
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo