

Cy5 Rabbit Mab - Cas:146368-15-2

Número de artículo: CM0006163

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Cy5 para DB y ELISA. Reactividad independiente de la especie. Ideal para detectar sondas marcadas con Cy5 en ensayos de inmunodiagnóstico y aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cy5 Rabbit mAb
ID de gen (CAS)	CAS:146368-15-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Cy5
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo