


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ciclina B1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P14635

Número de artículo: CM0006441



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Ciclina B1 de alta calidad validado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Reacciona con la Ciclina B1 humana (P14635), esencial para la transición del ciclo celular G2/M. Ideal para estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Ciclina B1
Notas/Alias	CCNB; Ciclina B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	891
GeneID	891
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 334-433 de la Ciclina B1 humana (P14635).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14635
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo