


Pab De Conejo Contra La Ciclina B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip Y Elisa - P14635

Número de artículo: CM0020889



Introducción

El pAb de conejo contra la ciclina B1 detecta la proteína endógena Ciclina B1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. La diana es un regulador clave de la transición G2/M y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la ciclina B1
Observaciones/Alias	CCNB; Ciclina B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	891
GeneID	891
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 334-433 de la ciclina B1 humana (NP_114172.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P14635
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo