


Mab De Conejo Anti-Ciclina D3 - P30281

Número de artículo: CM0005277



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la ciclina D3 humana (CCND3), validado para WB y ELISA, que reconoce muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ciclina D3
Observaciones/Alias	CCND3; ciclina D3; Ciclina D3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	896
GeneID	896
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30281
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo