

Polimab® De Conejo Contra Ciclina E1 Para Wb Y Elisa - P24864

Número de artículo: CM0006879



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Ciclina E1 humana (CCNE1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolimAb® de Conejo contra Ciclina E1
Observaciones/Alias	CCNE1; pCCNE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	898
ID de Gen	898
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de la Ciclina E1 humana (NP_001229.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24864
Peso Molecular de la Proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo