


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cyp11A1 (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

Número de artículo: CM0022531



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP11A1 (P450scc), validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Reacciona con CYP11A1 humano, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial de escisión de la cadena lateral del colesterol esencial para la esteroidogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CYP11A1
Observaciones/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Especie	Humano
GeneID	1583
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05108
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo