

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cyp24A1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Número de artículo: CM0003087

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo CYP24A1 validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Dirigido a CYP24A1 humano (Q07973), una enzima mitocondrial crítica para el catabolismo de la vitamina D y la homeostasis del calcio. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CYP24A1
Observaciones/Alias	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1591
ID del Gen	1591
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-410 de CYP24A1 humano (NP_000773.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q07973
Peso Molecular de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo