

Anticuerpo Policlonal Cyp24A1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Número de artículo: CM0019745

Introducción

Anticuerpo CYP24A1 policlonal de conejo validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de catabolismo de vitamina D, homeostasis del calcio y función de la 24-hidroxilasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CYP24A1
Observaciones/Alias	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1591
ID del Gen	1591
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-448 del CYP24A1 humano (NP_001122387.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07973
Peso Molecular de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo