

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Contra Cyp7A1 Para Wb, Elisa - P22680

Número de artículo: CM0006540



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra CYP7A1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 86-108). Para investigación del metabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP7A1 Ratón mAb
Observaciones/Alias	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
Especie	Humano
GeneID	1581 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 86-108 de CYP7A1 humano (P22680)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P22680
Peso Molecular de la Proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo