


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cistatina C Para Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Número de artículo: CM0014675



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cistatina C validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la Cistatina C endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la función renal, la amiloidosis y los inhibidores de proteasas.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo contra Cistatina C
Observaciones/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Especie	Humana
ID del gen	1471 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la Cistatina C humana (NP_000090.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P01034
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo