

Mab De Conejo Contra Citocromo C - P99999

Número de artículo: CM0011288



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citocromo c para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Citocromo c (CYC, HCS, THC4) en humano, ratón y rata. Peso molecular: 12 kDa. Ideal para estudios de apoptosis y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Citocromo c
Observaciones/Alias	CYC; HCS; THC4
Especie	Humano
GeneID (humano)	54205
GeneID	54205
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la Citocromo C humana (NP_061820.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P99999
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo