


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Citoqueratina 14 (Krt14) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02533

Número de artículo: CM0011401



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la citoqueratina 14 (KRT14) humana. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la biología epitelial y la investigación de queratinocitos basales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Citoqueratina 14 (KRT14) mAb de conejo                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoqueratina 14 (KRT14)                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 3861                                                                                                                                       |
| GeneID              | 3861                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 373-472 de la citoqueratina 14 (KRT14) humana (NP_000517.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | P02533                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |