

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, Elisa - Q04695

Número de artículo: CM0005997

Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la Citoqueratina 17 (KRT17) humana, con reacción cruzada con ratón. KRT17 es una queratina de tipo I esencial para la formación de los apéndices de la piel y un marcador en la psoriasis y los cánceres epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Citoqueratina 17 (KRT17)
Observaciones/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citoqueratina 17 (KRT17)
Especie	Humano
GeneID	3872
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 332-432 de la Citoqueratina 17 (KRT17) humana. (NP_000413.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo