

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La Citoqueratina 18 (Krt18) Para Wb - P05783

Número de artículo: CM0003612

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citoqueratina 18 (KRT18) validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con KRT18 humana, de ratón y de rata. Ideal para biología de células epiteliales e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra citoqueratina 18 (KRT18)
Observaciones/Alias	K18; CK-18; CYK18; Citoqueratina 18 (KRT18)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3875
GeneID	3875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-430 de la citoqueratina 18 humana (KRT18) (P05783)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05783
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo