

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Citoqueratina 20 (Ck20) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35900

Número de artículo: CM0002098

Introducción

mAb de conejo contra Citoqueratina 20 (CK20) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce CK20 humana y de rata (~48 kDa), expresada en epitelios intestinales y células de Merkel. Ideal para la investigación del tracto gastrointestinal y estudios de marcadores IHC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Citoqueratina 20 (CK20)
Observaciones/Alias	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Citoqueratina 20 (CK20)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54474
ID de Gen	54474
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P35900
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo