

Dab2Ip Rabbit Pab - Q5Vwq8

Número de artículo: CM0019581

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DAB2IP, una proteína de andamio involucrada en vías de señalización, apoptosis y supresión de tumores. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DAB2IP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	153090
GeneID	153090
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 205-320 de DAB2IP humano (NP_619723.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q5VWQ8
Peso proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo