

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51397

Número de artículo: CM0030232

Introducción

Explore el anticuerpo policlonal de conejo DAP (P51397) de CamelBio para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis, autofagia y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAP1; DAP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1611
GenelD	1611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-102 de la proteína DAP humana (NP_004385.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51397
Peso molecular de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo