

Dazl Acp Policlonal De Conejo - Q92904

Número de artículo: CM0013307

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAZL validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Proteína de unión a ARN esencial para la espermatogénesis; expresión específica de testículo. Ideal para investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DAZL Acp policlonal de conejo
Anotaciones/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Especie	Humano
ID genético (Humano)	1618
ID genético	1618
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92904
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo