

Dcaf11 Conejo Pab - Q8Teb1

Número de artículo: CM0021607

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCAF11, un receptor de sustrato para el complejo de ligasa de ubiquitina E3 CUL4-DDB1. Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Útil para la investigación de la vía de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	D>C>AF11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80344
GeneID	80344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 del DCAF11 humano (NP_079506.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TEB1
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo