

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ddx1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

Número de artículo: CM0010454



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DDX1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón, rata. Ideal para estudiar las funciones de la ARN helicasa en la transcripción, la respuesta antiviral y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo DDX1
Observaciones/Alias	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1653
GenelD	1653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 441-740 de DDX1 humano (NP_004930.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92499
Peso Proteico	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo