


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ddx39A Para Wb Y Elisa - O00148

Número de artículo: CM0012823



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DDX39A validado para Western blot y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Objetivo: helicasa de ARN dependiente de ATP implicada en la exportación y el empalme de ARNm. Ideal para la investigación del transporte nucleocitoplasmático y el metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	DDX39A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10212
GeneID	10212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-427 del DDX39A humano (NP_005795.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O00148
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo