

Ddx51 Conejo Pab - Q8N8A6

Número de artículo: CM0016080

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DDX51 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en Humano, Ratón y Rata. Objetivo: Helicasa de ARN dependiente de ATP DDX51, un factor clave en la biogénesis de la subunidad ribosómica 60S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX51 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DDX51
Especie	Humano
GeneID (humano)	317781
GeneID	317781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-666 del DDX51 humano (NP_778236.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N8A6
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo