

Ddx55 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q8Nhq9

Número de artículo: CM0018961

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DDX55 para Western blot y ELISA. Detecta DDX55 humano y de ratón, una helicasa de ARN de caja DEAD involucrada en el procesamiento del ARNr. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX55 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DDX55
Especies	Humano
GeneID (humano)	57696
GeneID	57696
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-360 del DDX55 humano (NP_065987.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NHQ9
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo