


Decr1 Conejo Pab - Q16698

Número de artículo: CM0012845



Introducción

DEC1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA, dirigido contra DEC1 humano, ratón y rata (reductasa 2,4-dienoil-CoA mitocondrial). Ideal para la investigación del metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DEC1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	DEC1; NADPH; SDR18C1; DEC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1666
GeneID	1666
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-335 del DEC1 humano (NP_001350.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16698
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo