


Anticuerpo Policlonal De Conejo Decr2 (Pab) Para Wb, Elisa - Q9Nui1

Número de artículo: CM0019133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DEC2 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta una banda de 31 kDa. Se dirige a la 2,4-dienoil-CoA reductasa peroxisomal, una enzima auxiliar de la β -oxidación de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra DEC2
Abreviaturas/Alias	PDCR; SDR17C1; DEC2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	26063
ID del gen	26063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-240 de la DEC2 humana (NP_065715.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUI1
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo