

Defb4A Rabbit Pab Para Ihc-P, Elisa - O15263

Número de artículo: CM0018872



Introducción

El DEFB4A Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la beta-defensina 2 humana, validado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Utilizado en investigaciones sobre péptidos antimicrobianos y estudios de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DEFB4A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1673
GenelD	1673
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-64 de DEFB4A humana (NP_004933.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15263
Peso proteico	7kDa
Envío	Bolsa de hielo