


Anticuerpo Monoclonal Dek Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35659

Número de artículo: CM0002369



Introducción

Anticuerpo monoclonal DEK Conejo para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, rata. Dirigido al regulador de cromatina nuclear DEK (43kDa). Ideal para investigación en cáncer y cromatina. - P35659

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal DEK Conejo
Observaciones/Alias	D6S231E; DEK
Especies	Humano
GeneID (Humano)	7913
GeneID	7913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-200 del DEK humano (P35659).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P35659
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo