


Anticuerpo Policlonal De Conejo Depdc6 Para Wb Y Elisa - Q8Tb45

Número de artículo: CM0025270



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DEPDC6 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta DEPTOR humano y de ratón, un regulador negativo clave de mTOR esencial para estudios de autofagia. Ideal para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo DEPDC6
Observaciones/Alias	DEP.6; DEPDC6
Especies	Humano
GeneID (Humano)	64798
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 de DEPDC6 humano (NP_073620.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TB45
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo