

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Desmin Para Wb Y Elisa - P17661

Número de artículo: CM0013865

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Desmin validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Se dirige contra la Desmin humana, un filamento intermedio de tipo III esencial para la integridad del sarcómero muscular. Adecuado para la investigación del músculo cardíaco y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Desmin
Observaciones/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
Especie	Humana
GeneID (humano)	1674
GeneID	1674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la Desmin humana (NP_001918.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P17661
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo