

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Desmocollina 3 (Dsc3) Para Wb, Elisa - Q14574

Número de artículo: CM0022180

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Desmocollina 3 (DSC3) humana, diseñado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para el estudio de la adhesión de desmosomas y la integridad de la barrera epidérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmocollina 3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollina 3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1825
ID de Gen	1825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 576-690 de la Desmocollina 3 humana (NP_001932.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q14574
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo