

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Destrin Para Wb Y Elisa - P60981

Número de artículo: CM0003481

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Destrin validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigar la despolimerización de actina y la regulación del citoesqueleto. UniProt P60981.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Destrin (mAb)
Observaciones/Alias	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrin
Especie	Humano
GeneID (humano)	11034
GeneID	11034
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60981
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo