


Anticuerpo Policlonal De Conejo Dgcr8 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8WYq5

Número de artículo: CM0019748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DGCR8 de alta calidad para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconoce DGCR8 humano, de ratón y rata (86 kDa), una subunidad clave del microprocesador fundamental para la biogénesis de miARN y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DGCR8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54487
GeneID	54487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-340 de la DGCR8 humana (NP_073557.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WYQ5
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo