


Mab De Conejo Anti-Dhfr Para Wb, Elisa - P00374

Número de artículo: CM0011415



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DHFR validado para WB y ELISA. Detecta DHFR (21 kDa) humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de metabolismo del folato, investigación oncológica y estudios de resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DHFR
Observaciones/Alias	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1719
ID del gen	1719
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 88-187 de la DHFR humana (NP_000782.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00374
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo