


Pab De Conejo Para DhRs4 - Q9Btz2

Número de artículo: CM0018663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo para DHRS4 de alta calidad para Western blot y ELISA. Reconoce DHRS4 humano, de ratón y de rata (~30 kDa), una deshidrogenasa/reductasa implicada en el metabolismo de xenobióticos y esteroides. Ideal para el desarrollo de ensayos de IVF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo para DHRS4
Observaciones/Alias	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10901
GeneID	10901
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTZ2
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo