

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Digoxina - Digoxina

Número de artículo: CM0019105

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la digoxina para aplicaciones de Dot Blot (DB) y ELISA. La reactividad independiente de la especie asegura una amplia utilidad en la investigación de monitoreo de digoxina y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Digoxina pAb de Conejo
Inmunógeno	Compuestos químicos
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo