

Dimethyl-Histona H3-K14 Pab De Conejo (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 14 dimetilada de la histona H3 humana (Q16695/P68431). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies (predicho).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DiMethyl-Histona H3-K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K14
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	H3
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido dimetilado sintético alrededor de la K14 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo