

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dimetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Investigación Epigenética Y Chip

Número de artículo: CM0000339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la lisina 27 di-metilada de la histona H3 (H3K27me2). Adecuado para WB, IHC, IF, ELISA, ChIP y ChIP-seq en humano, ratón y rata. Ideal para estudios epigenéticos e investigación de la dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo DiMetil-Histona H3-K27
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso molecular de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo