

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dimetil-Histona H3-K36 (Q16695 / P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico que reconoce la Lisina36 dimetilada de la histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Amplia reactividad cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Adecuado para investigación epigenética y de biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DiMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido dimetilado sintético alrededor de K36 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo