

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Dimetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Investigación En Chip, Wb Y Epigenética

Número de artículo: CM0000378



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DiMetil-Histona H3-K4 dirigido a la Histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq y CUT&Tag. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo para DiMetil-Histona H3-K4                                                                |
| Observaciones/Alias | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                  |
| ID de gen (humano)  | 8290/8350                                                                                               |
| ID de gen           | 8290/8350                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético dimetilado alrededor de la K4 de la Histona H3 humana (NP_003520.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos metilados                                                                                   |
| Aplicación          | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag                                               |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango pronosticado)                                                  |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                           |
| Peso de la proteína | 15 kDa                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                          |