

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dimetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

Número de artículo: CM0000401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3 lisina 4 dimetilada (H3K4me2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-DiMetil-Histona H3-K4
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo